

Caspar Rongeur



RONGEURE ZERLEGBAR PER KNOPFDRUCK

- »Lieferbar in den Maulbreiten 2 - 5 mm
in allen gewünschten Längen
- »Leichte Zerlegbarkeit auf Knopfdruck
- »Effiziente Reinigung des gesamten
Instrumentes
- »Alle Teile bleiben unverlierbar
miteinander verbunden,
dies ermöglicht einfachstes
Zusammenfügen nach der Reinigung

DETACHABLE AT A PUSH OF A BUTTON

- »Available in the widths 2 - 5 mm
in all lengths
- » Easy disassembling at the push of a
button
- » Efficient cleaning of the total
instrument
- all parts are kept together and cannot be
lost, this guarantees easy assembling
after sterilization

AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de

Produktcharakteristik

»Maulbreiten 2 – 5 mm

»Schaftlänge:

»Zerlegbar: 15 cm, 18 cm, 20 cm



» Zerlegbar bajonett: 11 cm, 15 cm, 18 cm



»Zerlegbar bajonett rechts/links: 11 cm, 15 cm, 18 cm



»Gerade, aufgewinkelt, abgewinkelt

»Schwarze Titanitrid-Beschichtung möglich

Weitere Ausführungen auf Anfrage

AiM GmbH

Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@ai2m.de

Product characteristic

- »Jaws 1 – 6mm
- »Length of shaft

»Detachable: 15 cm, 18 cm, 20 cm



» Detachable bayonet-shaped: 11 cm, 15 cm, 18 cm



»Detachable bayonet-shaped right/left: 11 cm, 15 cm, 18 cm



- »Straight, up-angled, down-angled
- »Black coating (titanium nitride) available

Further options upon request

AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@ai2m.de

AiM

ART OF INNOVATIVE
INSTRUMENT MAKING

Denkende Dienstleistungen &
innovative medizinische Produkte

„Think square.“

AiM

ART OF INNOVATIVE
INSTRUMENT MAKING

Denkende Dienstleistungen &
innovative medizinische Produkte

AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de

www.aizm.de