

AiM

ART OF INNOVATIVE
INSTRUMENT MAKING

Denkende Dienstleistungen &
innovative medizinische Produkte

„Think square.“

Einweginstrumentarium für die Endoskopie Single use instruments for the endoscopy



AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de

www.aizm.de

»2-teiliges System bestehend aus einem wiederverwendbaren Griff und aus einem einmal verwendbaren kompletten Einsatz isoliert

»2-part system consisting of a reusable handle and a single use insert complete insulated.



»4-teiliges System bestehend aus einem wiederverwendbaren Griff , einem wiederverwendbaren Schaft und Zugstange und einer ein mal verwendbaren Spitze.

»4-part system consisting of a reusable handle and a reusable shaft insulated with a connection rod with easy snap lock and a single use tip.



Einweg Scheren gebogen Ø5 mm, 330 mm	2-teilig	4-teilig	Beschreibung
	30-5086-032E	30-5086-002E	Metzenbaumschere, gebogen, Mikro <i>Metzenbaum scissors, curved, micro</i>
	30-5086-033E	30-5086-003E	Metzenbaumschere, gebogen, Medium <i>Metzenbaum scissors, curved, medium</i>
	30-5086-034E	30-5086-004E	Metzenbaumschere, gebogen, Large <i>Metzenbaum scissors, curved, large</i>
Einweg Scheren gerade Ø5 mm, 330 mm			
	30-5086-036E	30-5086-006E	Metzenbaumschere, gerade, Medium <i>Metzenbaum scissors, straight, medium</i>
	30-5086-037E	30-5086-007E	Metzenbaumschere, gerade, Large <i>Metzenbaum scissors, straight, large</i>
Einweg Fasszangen Ø5 mm, 330 mm			
	30-5020-031E	30-5020-001E	Maryland Fasszange <i>Maryland Grasping Forceps</i>
	30-5020-032E	30-5020-002E	Endoclinc Fasszange <i>Endoclinc Grasping Forceps</i>

AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de



»Autoklavierbarer Kunststoff griff mit HF-Anschluss, drehbar mit einer Verdrehsicherung

»Autoclave plastic handle with HF-connection, routable with rotation prevention



»Autoklavierbarer Kunststoff griff mit HF-Anschluss, drehbar mit einer Verdrehsicherung und Sperre

»Autoclave plastic handle with HF-connection, routable with rotation prevention and ratchet.



»Schaft isoliert mit Überwurfmutter

»Shaft insulated with screw cap



»Zugstange mit einfachem Schnappverschluss

»Connection rod with easy snap lock



AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de

Mehrweginstrumentarium für die Laparoskopie

Reusable instruments for the laparoscopy

Modulares 3-teiliges System

Modular 3 part system

»Durchmesser 3mm, 5mm, 10mm

»Diameter 3mm, 5mm, 10mm

»Nutzlänge 220mm, 330mm, 450mm

»Working length 220mm, 330mm, 450mm

»Über 150 verschiedene Maulformen

»More than 150 different jaws



AiM GmbH

Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

GEISSER+HOLLER

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de

AiM

ART OF INNOVATIVE
INSTRUMENT MAKING

Denkende Dienstleistungen &
innovative medizinische Produkte

„Think square.“

AiM

ART OF INNOVATIVE
INSTRUMENT MAKING

Denkende Dienstleistungen &
innovative medizinische Produkte

AiM GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen
Germany

Telefon: +49 771 897807-0
Fax: +49 771 897807-33
info@aizm.de

www.aizm.de